







# Mullen胀破仪

胀破强度测试仪

## Mullen胀破仪: 已并入SDL Atlas

### 自1887年起制定标准

自1887年发明以来,Mullen胀破仪一直是测量纸张、纸板、无纺布和纺织品胀破强度的行业基准。它最初是对造纸业的创新贡献,最终成为商业中



"标准等级"的定义。许多TAPPI和ASTM标准都引用了Mullen胀破仪,在质量控制方面,我们的测试仪是任何设备齐全的实验室不可或缺的一部分。

自2024年起, Mullen测试仪公司已并入SDL Atlas, 产品制造与分销全面迁移至南卡罗来纳州 Rock Hill的SDL Atlas生产基地。

#### 无与伦比的多功能性

在纸浆与纸制品领域,Mullen胀破仪被广泛用于测量材料的物理强度与纤维粘合力。在纺织领域,我们的胀破仪不仅能评估织物强度,更能检测染料、化学品及加工过程的直接或最终影响。它还能呈现磨损、老化及环境因素的测试结果,并评估替代纤维的相对强度。还包括其他测试能

力: 复合纤维网

- 箔
- 塑料
- 各种其他基材

Mullen胀破仪的测试方法选定		
标准	测试类型	型号
ASTM D774-97	纸张胀破强度	С
ASTM D751-00	涂层织物 - 胀破强度	С
ASTM D751-00	隔电用无加工纸张的取样与测试 方法 A - 200 PSI	С
ASTM D7202-97	隔电用无加工纸张的取样与测试 方法 B - >200 PSI	A,AH
ASTM D7202-97	聚氯乙烯涂层玻璃纤维纱编织的防虫纱网 与百叶窗布的抗撕裂强度	A,AH
ASTM D3655-95	男女款银色针织大衣 与夹克纤维的抗撕裂强度	根据所需 压力范围
ASTM D2210-00	纸张胀破强度	С
TAPPI T403 om 97	纸板和衬板的胀破强度	A,AH
TAPPI T807 om 99	瓦楞纸板与实心纤维板的胀破强度	A,AH
TAPPI T810 om 98	针织品与非织造布的液压胀破强度 - 隔膜胀破强度测试仪法	С
INDA IST 80.6	无纺布胀破	С
ISO 2758	纸张 - 胀破强度测定	С
ISO 2759	板材 - 胀破强度测定	A,AH

## Mullen 胀破仪型号

Mullen胀破仪提供多种型号,均专为各类试样及测试方法而设计。最常见的型号如下:

#### **Model C**



Mullen Model C胀破仪专为测量高达200 PSI的压力值而设计,适用于测试纸张、塑料、纺织品及无纺布。其电动驱动装置确保压力恒定,手动杆夹可实现快速轻松的测试。

#### Model A

Mullen Model A胀破仪可提供高达1500 PSI的压力,专为测试瓦楞纸板、衬纸及重磅纺织品而设计。其强劲的电动驱动装置确保对所选样品施加恒定压力,手动螺杆夹具可实现近乎无限的夹紧压力,适用于难以固定的材料。



#### **Model AH**



Mullen Model AH胀破仪可提供高达1500 PSI的压力,专为测试瓦楞纸板、衬纸及重磅纺织品而设计。其液压驱动夹具特别适用于瓦楞纸板——夹持时需保持适度力度以避免压碎瓦楞。液压压力可轻松调节至精确设定值,确保夹持压力均匀稳定,从而实现快速测试。

压力表需单独购买,根据测试需求,每台Mullen胀破仪最多可加装3个压力表。

## Mullen 配件及耗材

从精密校准的压力表到耐用的隔膜和验证箔片,每个组件都体现了对一致性和性能的深度承诺。 无论是校准、验证还是优化,Mullen胀破仪的配件都能在任何测试环境中提供可靠性能和卓越的 多功能性。

### 压力表选择

所有压力表均提供以PSI为单位的压力测量。每台压力表均经过精密校准,配备外部指针,可通过表盘上的拇指螺钉进行调节。压力表在刻度中段60%范围内校准精度最高,应避免在刻度两端极限值范围内使用。当压力范围过宽无法由单台压力表覆盖时,需采用Mullen多歧管压力表。

## 加液器

Mullen加液器配备活塞和截止阀,用于加液并维持气缸内适当的液位,从而充当储液器。该加液器便于更换隔膜,并确保测试精度。

#### 隔膜

SDL Atlas提供三种隔膜选项:#214型——适用于纸张、薄膜和塑料的片状橡胶隔膜;#520型——适用于纺织品的模压橡胶隔膜;#305-B型——模压合成橡胶隔膜。隔膜性能对测试结果的一致性和可靠性至关重要,因此需定期检查并更换。

#### 测试箔片

Mullen胀破仪测试箔片可精确评估测试压力表。每包含10张 箔片,单次验证测试需使用整包。提供17种不同规格箔片,压力范围覆盖5-10 PSI至301-350 PSI。





#### 通过专业知识和全球伙伴关系为标准测试提供信心

#### SDL Atlas Ltd. 锡莱亚太拉斯有限公司

深圳: 电话: 86 (755) 2671 1168





电邮: info@sdlatlas.com.cn 网址: http://www.sdlatlas.com