

F217A/B/C

油脂快速萃取分析仪



通过容器渗透和蒸发作用，可检测羊毛及合纤样品中油脂或油剂含量，适用于纤维、纱线或织物测试。可选用1、2或3萃取头装置。符合标准EdanaERT155，需要一个大萃取管-12mm (OD)，10mm (ID)。(新方法的全称是：非织造布中丙酮萃取整理的测试方法。)

规格

重量	4.4kg/9.7lbs
尺寸	170毫米(长) x 170毫米(宽) x 380毫米(高) 7英寸(长) x 7英寸(宽) x 15英寸(高)

货号

105265	油脂快速萃取分析仪，单萃取头
105266	油脂快速萃取分析仪，双萃取头
105267	油脂快速萃取分析仪，3萃取头
105268	箔制残渣托盘(50个/包)

标准

NWSP 353.0.R0 (15)